

---

# **Ekstraktsett Startpakke Basic**

---

## PAKKEN INNEHOLDER

- **Ekstraktsett**
- **Dextrose eller tilsvarende**
- **Gjæringskar 30L inkl lokk, gjærlås og kran**
- **Hydrometer inkl målesylinder**
- **Flaskefyller**
- **2 x eske med 24stk PET flasker**
- **Karboneringsdrops**
- **Desinfiseringsmiddel**

## TIPS

- Bruk hansker ved bruk av desinfiseringsmiddel. Dette er veldig sterkt for huden.
- **Rengjøring:**  
**Før bruk:** alle deler må være rene og desinfiserte  
**Etter bruk:** alle deler må rengjøres grundig med vann og såpe. Sitter restene veldig godt så kan du bruke et kraftig basisk vaskemiddel, f.eks PBW
- Sett posen med ekstrakt i varmt vann for at sirupen blir mer flytende (husk å ta ut gjær og annet først)
- Du ser at det gjærer når det plopper i gjærlåsen. Om det ikke plopper kan du se om det:
  - Er skum på toppen av vørteren
  - lokket buler litt (det er litt trykk på karet)

## VEILEDNING DEL 1 - GJÆRING

1. Sett sammen gjæringskaret
  - Skru på kranen (pakningen skal på utsiden)
  - Press gummipakningen i hullet på lokket
2. Fyll gjæringskaret med 5-10 liter vann og ha i litt desinfiseringsmiddel (følg anvisning på flasken), og rist gjæringskaret godt.
3. Tøm ut desinfiseringsvannet i en annen beholder. Dette brukes til å desinfisere alt av utstyr. Bruk gjerne en ledig sprayflaske om du har.
4. Kok opp 3 liter vann
5. Hell vannet og ekstraktet i gjæringskaret
6. Rør godt ut, og tilsett ekstra sukker
7. Rør godt
8. Fyll opp til 23 liter med kaldt vann
9. Fyll gjærlåsen halvt opp med desinfiseringsmiddel, og sett på lokket
10. La det stå å gjære etter oppskrift

## VEILEDNING DEL 2 - TAPPING

1. Desinfiser alle flaskene
  - Fyll desinfiseringsmiddel i en stor beholder og fyll flaskene opp med middelet og rist flasken litt, og tøm ut igjen
  - Husk å desinfisere korkene også
2. Sett gjæringskaret forsiktig opp på en benk
3. Desinfiser flaskefylleren og fest den til kranen på gjæringskaret, og åpne ventilen på kranen
4. Trykk en og en flaske opp i pinnen på bunnen av flaskefylleren, slik at den fyller seg opp nesten til toppen
5. Ta oppi et karboneringsdrops og skru korken godt på
6. Når alle flaskene er fylt opp, settes de i romtemperatur i 1-2 uker for å få kullsyre, før de settes kaldt